

Pipeta automática

Marca MRC Modelo PRO Origen Israel

- Liviana y robusta
- Código de color para fácil identificación
- Material resistente a químicos y corrosión física
- Totalmente autoclavable
- Resistencia mayor a UV para mayor durabilidad
- Calibrado en laboratorio ISO 17025. Provisto con certificado de calibración de acuerdo a norma ISO 8655
- Diseño ergonómico
- Adecuado para usar con mano derecha o izquierda
- Fuerza de operación requerida muy baja
- Display grande de 4 dígitos para mostrar volumen
- Mecanismo para trancar contador y no mover durante operación.
- Material de cuerpo de pipeta cubierto de elastómero termoplástico que previene la transferencia de calor de la mano asegurando alta precisión incluso durante uso continuo.
- Eyector de tips





biosistemas
calidad total al servicio de la vida



Especificaciones

Volumen Variable

Model	Test Volume (μl)	Increments (μl)	Inaccuracy (±) %
MPP-2.5	0.25	0.002	12
	1.25		3
	2.5		2.5
MPP-10	1	0.02	2.5
	5		2
	10		1
MPP-20	2	0.02	3
	10		1.5
	20		0.9
MPP-50	5	0.1	2
	25		0.8
	50		0.6
MPP-100	10	0.1	3
	50		1
	100		0.8
MPP-200	20	0.2	2.5
	100		0.7
	200		0.6
MPP-1000	100	1	3
	500		1
	1000		0.6
MPP-5000	500	10	2.4
	2500		1.2
	5000		0.6
MPP-10000	1000	20	3
	5000		1.8
	10000		0.6

Volumen Fijo

Model	Volume (μl)	Inaccuracy (±) %
MPPF-2.5	2.5	2
MPPF-5	5	1.3
MPPF-10	10	1.2
MPPF-20	20	1
MPPF-25	25	1
MPPF-50	50	0.7
MPPF-100	100	0.6
MPPF-200	200	0.6
MPPF-250	250	0.6
MPPF-500	500	0.6
MPPF-1000	1000	0.6
MPPF-2000	2000	0.3
MPPF-5000	5000	0.3
MPPF-10000	10000	0.6



Biosistemas

Ana Monterroso de Lavalleja 2146

Tel.: 2 409 81 51

Fax.: 2 400 34 09

info@biosistemas.com.uy

www.biosistemas.uy