

CESCORF instrumentos cineantropométricos de alta calidad con tecnología avanzada. Productos avalados por la International Society for the Advancement of Kinanthropometry



Kit



Paquímetro Innovare, Código: PA003

Utilidad: Medición de diámetros óseos pequeños.

- Material: Plástico ABS, Rango de medición: 16 cm.
- Amplitud: 164 mm. Peso: 110 g.
- Mecanismo de pinzas de tipo Campbell.



Paquímetro 24, Código: PA001

Utilidad: Medición de diámetros óseos pequeños.


- Material: Aluminio anodizado.
- Rango de medición: 24 cm. Dimensiones: 35 mm x 30 mm x 320 mm.
- Peso: 390 g con el embalaje, Ramas ajustables. Gratis estuche para transporte.



Cinta Antropométrica Código: CN001

Utilidad: Medición de circunferencias.

- Material: Acero flexible, Dimensiones: 2 m de largo



Paquímetro 60, Código: PA002

Utilidad: Medición de diámetros óseos grandes.

- Material: Aluminio anodizado, Rango de medición: 60 cm con ramas en "L"., Peso: 570 g con el embalaje, Dimensiones 35 mm x 30 mm x 655 mm, Gratis estuche para transporte.



CESCORF
EQUIPAMENTOS ANTROPOMÉTRICOS



Calidad total al servicio de la vida

Representante en Uruguay

PLICOMETROS



Plicometro Clínico Innovare, Código: PL003

Utilidad: Medición de pliegues cutáneos.

- Material: Plástico ABS, Sensibilidad: 1 mm, Amplitud: 80 mm.
 - Presión de cierre: 10 g/mm². Dimensiones: 244 mm x 215 mm.
- Sistema de lectura simplificado.



Plicometro Clínico Compacto, Código: PL001

Utilidad: Medición de pliegues cutáneos.

- Aluminio con acabado en pintura negra, Sensibilidad: 1 mm.
 - Amplitud: 63 mm. Presión de cierre: 10 g/mm².
- Sistema de ejes "de baja fricción". Ramas cortas.
Gratis estuche para transporte



Plicometro Científico Tradicional, Código: PL004

Utilidad: Medición de pliegues cutáneos.

- Material: Aluminio. Sensibilidad: 0.1 mm.
- amplitud: 85 mm. Presión de cierre: 10 g/mm².
- Peso: 750 g con el embalaje. Dimensiones: 286 mm x 165 mm.
- Gratis estuche para transporte



CESCORF
EQUIPAMENTOS ANTROPOMÉTRICOS




Representante en Uruguay



Paquímetro Innovare
Rango de medición: 16 cm



Cinta Antropométrica



Paquímetro 24
•Rango de medición: 24 cm




Paquímetro 60
Rango de medición: 60 cm con ramas en "L".,



Plicómetro Clínico Compacto



Plicómetro Científico Tradicional



Plicómetro Clínico Innovare



Representante en Uruguay