



Lactognost (Fosfatasa Alcalina)

Kits Analíticos Lácteos

Método cualitativo que permite detectar la eficiencia del tratamiento térmico de pasteurización en la leche, suero, nata y mantequilla.

Kit colorimétrico para una verificación de que la pasteurización de la leche, sobre la base de la detección cualitativa de la fosfatasa alcalina. El tratamiento térmico necesario para pasteurizar de la leche disminuye el nivel de esta enzima: un resultado negativo obtenido con la prueba de Lactognost permite reconocer una muestra de leche pasteurizada definitivamente. Los resultados del ensayo se leen a simple vista, de acuerdo con el color obtenido.

ESPECIFICACIONES:

- Prueba colorimétrica
- Uso Sencillo
- Lectura de los resultados a simple vista
- Económico
- Utilización: 100 test
- No requiere equipo especial de laboratorio con la excepción de una incubadora
- Resultados en 30 minutos aprox.
- Fecha de caducidad 2 meses luego de abierto



Biosistemas

Ana Monterroso de Lavalleya 2146

Tel.: 2 409 81 51

Fax.: 2 400 34 09

info@biosistemas.com.uy

www.biosistemas.com.uy

