



Biosistemas

Calidad total al servicio de la vida



Equipo microcontrolado de corrientes TENS y FES

Origen Brasil



Descripción:

El Neurodyn III N-45 es un equipamiento portátil destinado a las terapias con corrientes TENS y FES. Posee 25 protocolos de tratamientos preprogramados y 10 particulares.

Características:

- Dos canales de salida con controles independientes de intensidad
- Tens en los modos normal, Burst y VIF.
- Fes en los modos sincronizado, recíproco, sincronizado VIF y recíproco VIF.
- Controles "F" (frecuencia de repetición de pulso) variable de 0,5 Hz a 250 Hz y un control "T" (ancho de pulso) variable entre 25 us a 500 us.
- Permite la programación de tiempos in, off y posee un bolígrafo especial para el dispar en el modo manual.
- Dimensiones (mm): 190 x 115 x 42 (WxDxH).
- Peso (aprox. sin accesorios): 700
- Apilamiento de hasta: 10 cajas.



Indicaciones:

- Analgesia en condiciones de post quirúrgico inmediato y tardío
- Fortalecimiento muscular
- Aumento de la resistencia muscular
- Reducción de la espasticidad
- Parálisis musculares
- Reducción de edema

Empresa Certificada



Biosistemas
Ana Monterroso de Lavalleja 2146, Montevideo, Uruguay
Tel. (598)2 409 8151 / Fax. (598) 2400 3409
Cel. 091 384 977
ventas@biosistemas.com.uy
www.biosistemas.uy

