



Biosistemas

Calidad total al servicio de la vida

ATAGO®

PAL-Grape Must marca Atago, Japón

Refractómetro digital de mano

Ideal para la producción de uva y vinos

Especificaciones

- Rango de medida: 0-33% Brix
- Resolución: 0.1% Brix
- Precisión: $\pm 0.2\%$
- Temperatura ambiente: 10 a 40°C
- Volumen de muestra: 0.3 ml
- Alimentación: 2 baterías AAA
- Tiempo de medida: 3 segundos
- Fácil calibración con agua
- Limpieza muy simple con pañuelo húmedo.
- Dimensiones y peso: 55(v) \times 31(D) \times 109(H)mm, 100g (Unidad principal solamente)
- Clase de protección internacional: IP65 Protegido del polvo y de chorros de agua.



Biosistemas

Ana Monterroso de Lavallega 2146

Tel.: 2 409 81 51

Fax.: 2 400 34 09

info@biosistemas.com.uy

www.biosistemas.com.uy

