



Radiofrecuencia Hooke Monopolar - Bipolar – Cooling

Origen Brasil

Descripción:

Equipo destinado para la aplicación de energía de Radiofrecuencia utilizada en tratamientos médicos, estéticos y cosméticos.

Características:

- ✓ Frecuencia de funcionamiento de 27.12 MHz
- ✓ Potencia máxima de 120 W
- ✓ Accionamiento de la emisión de la radiofrecuencia vía pedal
- ✓ Pantalla táctil
- ✓ Tres aplicadores:
 - Monopolar** (aplicación profunda – 15 a 20 mm)
 - Bipolar** (aplicación superficial – hasta 4 mm)
 - Aplicador **Cooling** (criógeno) par enfriamiento superficial y preservación de la epidermis.
- ✓ Bivoltio

Indicaciones:

- ✓ Arrugas
- ✓ Flaccidez de la piel
- ✓ Adiposidad localizada
- ✓ Rejuvenecimiento facial y corporal
- ✓ Reducción de celulitis
- ✓ Mejora la apariencia de cicatrices
- ✓ Tratamiento post operatorio de cicatrices, de acné y estrías.

